

ESPIRÓMETRO PORTÁTIL



ESP-020

ESPIRÓMETRO PORTÁTIL CON POSIBILIDAD DE VISUALIZAR LAS PRUEBAS EN PC VÍA

USB. HASTA 6000 PRUEBAS EN MEMORIA. DISPLAY GRAFICO DE ALTA LEGIBILIDAD. FVC, FIVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD. CONEXIÓN DIRECTA A IMPRESORA VÍA BLUETOOTH®.

CURVAS FLUJO/VOLUMEN Y VOLUMEN/TIEMPO A MONITOR. PROVOCACIÓN BRONQUIAL PRE-POST.

INCENTIVO PEDIÁTRICO CON ANIMACIONES DIVERTIDAS. PRUEBA DE PROVOCACIÓN BRONQUIAL CON CURVA DOSIS-RESPUESTA DEL FEV1. VALORES TEÓRICOS SEGÚN DIVERSOS AUTORES. TURBINA REUTILIZABLE.

DOTACIÓN ESTÁNDAR: CABLE USB. MALETÍN PARA TRANSPORTE. PINZA DE NARIZ.

BATERÍAS ALCALINAS 9V. CD DEL SOFTWARE .DIMENSIONES: 162 X 49 X 34 MM PESO: 180 GRAMOS

BATERÍAS INCLUIDAS.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq. A Local
41940 Tomares-SEVILLA