

# AUTOCLAVE VERTICAL 18 L CLASE N



## MB-034

Autoclave a vapor de agua, para esterilizar instrumentos sueltos y envasados.  
Precalentamiento y esterilización automáticos.  
Cámara de acero inoxidable calentada por resistencia de un solo elemento dando así uniformidad.  
Dos ciclos de esterilización - a 134°C o a 121°C.  
Programación del tiempo según tablas o por el usuario.  
Cierre con perno de seguridad para el operador.  
Método automático para expulsar las burbujas de aire.  
Método termodinámico para expulsar las burbujas de aire frías.  
Voltaje 230 v. Dimensiones 442x385x(h)500mm.  
Frecuencia 50/60Hz. Consumo máximo 2000W.  
Tipo de protección PE. Clase de aislamiento I.  
Máxima presión 2,2Bar. Capacidad cámara 1,2litros.  
Dimensiones de la cámara diámetro 243x320 mm.  
4 bandejas de 184x286x(h)17mm.



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30  
41940 Tomares-SEVILLA