

# ASPIRADOR SECRECIONES PORTÁTIL ASPIMED. 40 LITROS



## ASP-0013

Aspirador de secreciones portátil. Aspiración 40 litros/minuto. Vaso de 1 litro

Autoclavable y válvula de vaso lleno. Conexión a red 220 V. Grupo de aspiración

Rotativo a Pistón. Aspiración Máxima -0,80MBAR.

Medidas 36X19X21cms.

Peso 3,6Kgr.

Con vacuómetro y rueda de regulación de la aspiración.

Sonda aspiración CH20.



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local  
41940 Tomares-SEVILLA