

ASPIRADOR QUIRURGICO PORTATIL



ASP-0016

ASPIRADOR QUIRURGICO PORTATIL CON CARRO DE ABS Y GRUPO DE ASPIRACION ROTATIVO A PISTON THOMAS. ASPIRACION DE 60 L/MIN. MAXIMO VACIO -0.80MBAR. DOS FRASCOS DE 2 LITROS POLICARBONATO AUTOCLAVABLES CON TAPAS ANTIRREBOSAMIENTO. VACUOMETRO Y RUEDA FRONTAL DE REGULACION ASPIRACION. 4 RUEDAS ANTIESTATICAS 2 CON FRENO. MEDIDAS: 60X49X42 PESO: 17 KG



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA