

MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA. ACERO INOXIDABLE 18/8.

MB-030



Material Estructura en acero inoxidable 18/8.

Secciones 3 secciones articuladas manualmente

Posición De trendelenburg

Cabecero Articulación mediante mecanismo manual

Piecerero Articulación mediante mecanismo manual

Tapizado En polipiel sintético, interior en espuma de poliuretano

Accesorios incluidos Juego de taloneras, asiento con escotadura, cubeta para restos, y banquito de acceso



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA