



# MESA RECONOCIMIENTO GINELOGÍA ELÉCTRICA

MB-031



CAMILLA ELÉCTRICA DE TRES CUERPOS CON ESTRIBOS Y SOPORTE DE PAPEL. CAMILLA CON SOPORTE DEL PACIENTE EN TRES SECCIONES, CON SECCIONES AJUSTABLES EN CABEZA Y PIERNAS. AJUSTE DE ALTURA ELÉCTRICO DESDE 54 A 89 CM. BASE MÓVIL CON MECANISMO DE ELEVACIÓN DE LAS RUEDAS CON COJINETES. AJUSTE DE LOS SOPORTES, MEDIANTE ASIDEROS EN AMBOS LADOS. SOPORTE ALMOHADILLADO Y TAPIZADO EN SEMICUERO PREFERENTEMENTE AZUL, CONFORTABLE Y LAVABLE. CON JUEGO DE SOPORTES PARA GINECOLOGÍA Y SOPORTE PAPEL UNIVERSAL.



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local  
41940 Tomares-SEVILLA