


# MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA.

MB-032



MESA RECONOCIMIENTO GINECOLOGÍA CON MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA. ALTURA REGULABLE DE 540 A 890 MM. MEDIDAS 1600 X 550 X(H)540+890 MM. RESPALDO REGULABLE

RESPALDO REGULABLE APOYACABEZAS REPOSAPIÉS EXTRAÍBLE ESPUMA ALTA DENSIDAD. BANDEJA RESTOS.



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local  
41940 Tomares-SEVILLA