

MICROSCOPIO PARA ENSEÑANZA BINOCULAR



LAB-0001

MICROSCOPIOS DISEÑADOS PARA LABORATORIOS DE ENSEÑANZA, DE EXCELENTE CALIDAD ÓPTICA Y MECÁNICA, EN TODOS SUS COMPONENTES Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN. POSIBILIDAD DE ACOPLAR VIDEO-CÁMARAS OCULARES PARA CONEXIÓN A PC O MONITOR TV. CONTROL DE AJUSTE MACRO Y MICROMÉTRICO. CON CABEZAL BINOCULAR. CABEZALES INCLINADOS 45° Y GIRATORIOS 360°. PLATINA 130X120 MM CON MOVIMIENTOS X/Y 60X30 MM . AJUSTOS: 40X-1600X. CONDENSADOR DE ABBE CON DIAFRAGMA IRIS AJUSTABLE.

REVOLVER PORTA.OBJETIVOS: CUÁDRUPLE. OBJETIVOS ACROMÁTICOS. OCULARES WF10X Y WF16X. ILUMINADOR DE 6V-20W CON AJUSTE DE INTENSIDAD.

CAJA DE MADERA Y FUNDA DE PLÁSTICO.

Cabezal	Objetivos incluidos	Oculares WF	Aumentos
Binocular	4X 10X 40X 100X	10X - 16X	40X - 1600X