

ESTEREOMICROSCOPIO CON ZOOM



LAB-0003

RANGO DE ZOOM 1,0 - 4,0X, OPERATIVO CON MANDOS A AMBOS LADOS, CON TOTAL PAR FOCALIDAD Y CENTRADO.

CABEZAL INCLINADO 45° Y GI RATORIO 360° CON AJUSTE DE DIOPTRÍAS ± 5 Y DE DISTANCIA INTER PUPILAR 51-75 MM.

ILUMINADORES : PARA LUZ INCIDENTE Y TRANSMITIDA 12V-10 WAT, CON AJUSTE DE INTENSIDAD EN CONTINUO. INCLUYE PLACA DE CONTRASTE BLANCA/NEGRA, VIDRIO ANTIRREFLECTANTE Y 2 PINZAS. CAJA DE MADERA Y FUNDA DE PLÁSTICO INCLUIDAS. DOTACIÓN ÓPTICA INCLUIDA: OBJETIVO 1X. OCULARES WF10X / 20 MM (PAR).

AUMENTOS REGULABLES EN CONTINUO DESDE 10X A 40X
VOLTAJE: 220V/50 HZ.