


LÁMPARA FRONTAL LED RIESTER RI-FOCUS 6091



MCL-0109

Diodo LED de la más alta calidad, con la potencia luminosa mejorada por 40% y un nuevo compartimento de pilas para un cambio de pilas rápido y fácil.

Rótula flexible para un manejo cómodo con una sola mano del cuerpo luminoso LED.

- Diagnóstico más eficiente con la iluminación LED de alto desempeño con hasta 100.000 Lux

- Banda craneal sin cable con compartimento de batería integrado

- Ergonomía óptima con la banda craneal balanceada y manejo a una sola mano

- Cinta frontal fácil de limpiar gracias a las almohadillas internas desmontables y lavables.
- Cinta frontal especialmente cómoda y equilibrada, ajustable de forma continua.
- Interruptor de encendido/apagado en el compartimento de pilas.
- Conector para el cargador integrado en el compartimento de pilas.
- Lámpara LED enfocable, que a una distancia de 40 cm proporciona una zona iluminada de Ø 40 mm - Ø 200 mm aprox., regulable de forma continua.
- LED blanco 6.000 kelvin, 140 lumen
- Funcionamiento con pilas 4 h aprox. con pilas de litio, 90 minutos aprox. con pilas alcalinas tipo AAA.
- Funcionamiento con baterías 90 minutos aprox. con baterías totalmente cargadas.
- Se utiliza con 2 baterías de litio del tamaño CR123A, 4 baterías AAA (Alcalinas) o 4 baterías recargables AAA (NiMH)
- Suministro en caja de cartón.

Números de pedido ri-focus® LED:



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30 Bq A Local
41940 Tomares-SEVILLA

ri-focus® LED

Nº 6090 con 1 juego de pilas de litio CR 123 A

Nº 6091 con 1 juego de baterías NiMH AAA y cargador, 230 V

Nº 6092 con 1 juego de baterías NiMH AAA y cargador, 120 V

Cargadores

Nº 11284 230 V

Nº 11286 120 V



Pilas

Nº 11287 Litio CR 123A 2 unidades

Nº 11288 Batería AAA NiMH 4 unidades



Cinta de espuma

Nº 11289 120 mm de longitud

Tapa para el compartimiento de pilas

Nº 11290

Puntos para fijación con velcro

Nº 11293 Ø 35 mm

Nº 11294 Ø 47 mm