

# PULSIOXÍMETRO DE DEDO DIMED



## MO-0014

SIMPLE, PEQUEÑO Y LIGERO (50GR.CON BATERÍA), FÁCIL PARA TRANSPORTAR, INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA.DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DESPUÉS DE 8 SEG. SIN UTILIZAR. ES SUFICIENTE PONER EL DEDO DENTRO DELPULSIOXÍMETRO PARA OBTENER SATURACIÓN DE OXÍGENO Y PULSO POR MIN. ALIMENTACIÓN CON DOS PILAS AAA CON UNA AUTONOMÍA DE 30 HORAS. CORDÓN PARA COLGAR.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** --- SPO2:35+99%. PULSO ENTRE 30 Y 250 PPM. ONDA VISUAL DEL PULSO. SEÑAL DE BATERÍA BAJA. RESOLUCIÓN +/-1%SPO2.+/-1%PULSO.

PANTALLA DE LEDS LUMINOSOS.  
MEDIDAS: 58X32X(H)42 CM.  
BATERÍAS INCLUIDAS



aNPe Electromedicina, S.L.  
CIF: B-91427542  
administracion@anpe-electromedicina.com  
☎ 954 15 07 55  
☎ 954 15 12 08  
C/. Navarro Caro, 30 Bq. A Local  
41940 Tomares-SEVILLA