

EQUIPO DE PRESOTERAPIA CON TERAPIA GRADUAL DE PRESION AUTOMATICA



RH-031

PANTALON INTEGRAL DE ALTA GAMA CON CAMARAS SOLAPADAS Y MANGUERAS CONECTADAS Y OCULTAS. EL EQUIPO INCLUYE DOS TIPOS DE MASAJES: EL SECUENCIAL Y EL FISIO, QUE PERMITEN REALIZAR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS: LINFÁTICO, CIRCULATORIO, PERSONAL, NATAL, RELAX Y BRAZOS. INCORPORA EN TODOS SUS TRATAMIENTOS LA NOVEDOSA TGPA, QUE PROPORCIONA PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE PRESIÓN EN EL PANTALÓN Y DE FORMA AUTOMÁTICA. DE ESTA FORMA, SE CONSIGUEN PRESIONES MAYORES EN LA ZONA DISTAL (PIE) QUE EN LA ZONA PROXIMAL (INGLE). ESTAS DIFERENCIAS DE PRESIÓN GENERAN UN MAYOR MOVIMIENTO DE LÍQUIDOS CON UNA MENOR PRESIÓN APLICADA. A SU VEZ, SE CONSIGUE UN NULO RETORNO DE LÍQUIDO, LO QUE INCREMENTA SU EFECTIVIDAD. ANCHO 377MM. FONDO 311MM. ALTO 131MM. CLASE 1, TIPO BF. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC, 50HZ. POTENCIA MÁXIMA CONSUMIDA: 65W. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 120MBAR. PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO: 30MBAR. INCLUYE: 1 APARATO. 1 CABLE DE RED. 1 PANTALÓN INTEGRAL. 1 JUEGO DE MANGUERAS PRECONECTADO AL PANTALÓN INTEGRAL. 1 MANUAL DE USO. 1 SET DE MUESTRAS GRATUITAS DE BOLSAS DE PANTALÓN DESECHABLES. NO INCLUYE CAMILLA.



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA