

TENSIÓMETRO MINIMUS III



minimus® III

ESF-036

¡La mejor tecnología para medición monomanual de la tensión arterial! El Minimus III con doble tubo está diseñado para lograr la máxima precisión y duración de la vida útil: dispone de una carcasa metálica cromada, uniones atornilladas del tubo cromadas y base de válvula metálica. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Mango de cuchara de acero inoxidable
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg
- Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
- Incl. bolsa de vinilo con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazalete
- Brazalete de algodón arrollable, adultos No. 1340
- Brazalete de algodón con gancho, adultos No. 1341
- Brazalete de nylon calibrado, con velcro, adultos No. 1342