

LIMPIADOR DENTAL LK-F31



DEN-0009

Las PUNTAS compatibles con Satelecs.

La pieza de mano está fabricada de la aleación Titanium para asegurar la función y la durabilidad.

Montado con piezoeléctrico-de excelente cerámica

La dotación se compone de 5 puntas 2 puntas de GD1, 1 punta de GD2, 1 punta de GD3, 1 punta de PD1.

El seguimiento de control digital, automático de la frecuencia asegura de que la máquina funciona siempre en la mejor frecuencia y más constantemente.

La gran amplitud de ajustes hace de su uso una herramienta extremadamente sencilla de utilizar.

Nueva válvula electromagnética controla el agua de una manera muy superior a lo habitual.

El nuevo interruptor de control del agua hace el ajuste del agua más conveniente.

Mango desmontable, esterilizable en la alta temperatura de 135 ° C y la presión de 0.22MPa, evitar la infección cruzada effectively.

Mango antideslizante. La pieza se puede limpiar. El material de la pieza de mano hecho en América se nombra a los componentes de plástico aerodinámica en Europa y América, que es la FDA y NSF certificado.

Técnico specification:

Fuente de alimentación: 100V-240V, 50 Hz,
60 Hz, 1.2A (MAX)

Presión del agua: 0.01-0.5Mpa

Principal entrada de la unidad: 30 V CC 1.3A

Potencia de salida: 3-20W

Frecuencia: 28 ± 3 KHz

Dimensiones: 188mm × 159mm × 81 mm

Principal unidad de peso: 0.65kg

Adaptador de peso: 0,3 kg



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA