

LIMPIADOR DENTAL LK-F27



DEN-0010

Las PUNTAS compatibles con Satelecs .

La pieza de mano está fabricada de la aleación Titanium para asegurar la función y la durabilidad.

Montado con piezoeléctrico-de excelente cerámica

La dotación se compone de 5 puntas 2 puntas de GD1, 1 punta de GD2, 1 punta de GD3, 1 punta de PD1.

El seguimiento de control digital, automático de la frecuencia asegura de que la máquina funciona siempre en la mejor frecuencia y más constantemente.

La gran amplitud de ajustes hace de su uso una herramienta extremadamente sencilla de utilizar.

Nueva válvula electromagnética controla el agua de una manera muy superior a lo habitual.

El nuevo interruptor de control del agua hace el ajuste del agua más conveniente.

EL mango desmontable, esterilizable en la alta temperatura de 135 ° C y la presión de 0.22MPa, evitar la infección cruzada effectively. Mango antideslizante. La pieza se puede limpiar. El material de la pieza de mano hecho en América se nombra a los componentes de plástico aerodinámica en Europa y América, que es la FDA y NSF certificado.

La tubería de agua interior está hecho de un material antiséptico, fluidos clínicos, tales como el peróxido de hidrógeno, la clorhexidina y el hipoclorito de sodio, etc. se puede utilizar perfectamente en el modo de sistema de suministro automático de agua. Así que el rendimiento de perio y endo se mejora drásticamente

Con reservorio de agua para colocar clorexidina, hipoclorito, peróxido de hidrogeno, agua



aNPe Electromedicina, S.L.
CIF: B-91427542
administracion@anpe-electromedicina.com
☎ 954 15 07 55
☎ 954 15 12 08
C/. Navarro Caro, 30
41940 Tomares-SEVILLA